

Anti-IL18 Lapin Polymab® Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14116

Numéro d'article: CM0004289

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'IL18 humain (IL-18 mature). Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la cytokine pro-inflammatoire IL-18 dans la barrière épithéliale, les réponses des cellules Th1/NK et la pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL18 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	IL-18 mature
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3606
GeneID	3606
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-193 de l'IL18 humain (NP_001553.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14116
Poids moléculaire de la protéine	18 KDa
Expédition	Sac de glace