

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL18Bp Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95998

Numéro d'article: CM0028431



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL18BP humaine (protéine liant l'interleukine-18) pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'IL18BP de souris. Utile pour l'étude de l'inhibition de l'IL-18 et de la réponse précoce des cytokines TH1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL18BP Lapin pAb
Remarques/Alias	FVH, IL18BP _h , IL18BP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10068
ID de gène	10068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-194 de l'IL18BP humaine (NP_001138529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95998
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace