

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL1R2 Pour Wb, Elisa - P27930

Numéro d'article: CM0023493



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL1R2 humain, validé pour WB et ELISA. Il reconnaît l'IL1R2 humain et souris, le récepteur leurre de l'IL1 bêta impliqué dans l'inflammation et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL1R2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IL1RB; CD121b; IL1R2c; CDw121b; IL-1R-2; IL-1RT2; IL-1RT-2; IL1R2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	7850
Identifiant de gène	7850
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-320 de l'IL1R2 humain (NP_775465.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P27930
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac de glace