

Anticorps Polyclonal Anti-IL1Ra Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P18510

Numéro d'article: CM0022797



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre IL1RA (antagoniste du récepteur de l'interleukine-1) pour les applications Western blot, IF/ICC, IF-P et ELISA. Détecte l'IL1RA humain, murin et de rat. Utile pour les études sur l'inflammation et la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL1RA Rabbit pAb
Remarques/alias	DIRA ; IRAP ; IL1F3 ; IL1RA ; MVCD4 ; IL-1RN ; IL-1ra ; IL-1ra3 ; ICIL-1RA
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3557
GeneID	3557
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-177 de l'IL1RA humaine (NP_776214.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P18510
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace