

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL1Rn Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25085

Numéro d'article: CM0019256

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL1RN de souris, un antagoniste du récepteur de l'interleukine-1 anti-inflammatoire. Convient pour le WB, l'IF/ICC, l'ELISA avec réactivité croisée avec l'IL1RN humain et murin. Idéal pour étudier la régulation immunitaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL1RN Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL-1ra ; F630041P17Rik ; IL1RN
Espèce	Souris
GeneID	16181
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-178 de l'IL1RN de souris (NP_001034790.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P25085
Poids moléculaire protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace