

Anticorps Polyclonal Anti-IL1B Pour Wb, Elisa - P01584

Numéro d'article: CM0023312



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'IL-1 bêta humaine, une cytokine pro-inflammatoire clé. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL1β Lapin pAb
Remarques/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1β
Espèce	Humain
GeneID	3553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 70-170 de l'IL1β humaine (NP_000567.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01584
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace