

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL1B Pour Wb, Elisa - P10749

Numéro d'article: CM0004447



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin IL1 β validé pour WB et ELISA. Détecte l'IL1 β de souris (P10749), une cytokine pro-inflammatoire impliquée dans la fièvre, l'activation des lymphocytes T et la pyroptose. Convient pour la recherche sur l'inflammation et l'immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin IL1 β
Remarques/Alias	IL-1b ; IL-1beta ; IL1 β
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3553
GenelD	16176
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-269 de l'IL1 β de souris (P10749).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10749
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace