

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL1B Pour Wb, If-P, Elisa - P01584

Numéro d'article: CM0004905



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin IL1 β de haute spécificité validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain. Cible une cytokine pro-inflammatoire clé dans la recherche sur la réponse immunitaire et les maladies. Idéal pour le développement de DVI.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin IL1 β
Remarques/Alias	IL-1 ; IL1F2 ; IL1beta ; IL1-BETA ; IL1 β
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3553
Identifiant du gène	3553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-269 de l'IL1 β (NP_000567.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01584
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace