

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL1B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01584

Numéro d'article: CM0005315



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IL-1 β (interleukine-1 bêta) humaine, une cytokine pro-inflammatoire clé. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de l'inflammation, de la pyroptose et des réponses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL1 β Rabbit mAb
Remarques / Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3553
Identifiant du gène	3553
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 117-269 de l'IL1 β humaine (NP_000567.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01584
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace