

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL1B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10749

Numéro d'article: CM0005857



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute affinité ciblant l'IL1 β de souris, validé pour western blot, immunofluorescence et ELISA. Idéal pour l'étude de l'inflammation, de la signalisation des cytokines et de la pyroptose dans les macrophages activés et les modèles associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL1 β Rabbit mAb
Remarques / Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	3553
ID du gène	16176
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 118-269 de l'IL1 β de souris (NP_032387.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10749
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace