

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL1B Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10749

Numéro d'article: CM0008229



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-IL1 β validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'IL1 β humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL1 β Rabbit mAb
Remarques / Alias	IL-1b; IL-1beta; IL1 β
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3553
GeneID	16176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 118-269 de l'IL1 β de souris (NP_032387.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10749
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace