


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL2 Pour Wb, Elisa - P04351

Numéro d'article: CM0003221



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre l'IL2 de souris, validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur la réponse immunitaire, ciblant le facteur de croissance des cellules T à 19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL2 Lapin mAb
Remarques/Alias	IL-2; IL2
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	3558
ID de gène	16183
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-169 de l'IL2 de souris (NP_032392.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04351
Poids moléculaire	19kDa
Expédition	Sac de glace