


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL2 Pour Wb, Fc, Elisa - P60568

Numéro d'article: CM0002792



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'interleukine-2 humaine (IL-2). Convient pour le Western blot, la cytométrie en flux et l'ELISA. Les chercheurs l'utilisent pour étudier la réponse immunitaire, la prolifération des cellules T et la signalisation des cytokines dans le développement de l'immunothérapie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL2 mAc Lapin
Remarques/Alias	IL-2; TCGF; lymphokine; IL2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3558
ID de gène	3558
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-153 de l'IL2 humaine (NP_000577.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60568
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace