


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-IL2 Pour Wb, If-P, Elisa - P04351

Numéro d'article: CM0007182



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'interleukine-2 (IL2) de souris. Validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réaction croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de la régulation immunitaire et de la fonction des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-IL2
Remarques / Alias	IL-2
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3558
Identifiant du gène (Souris)	16183
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-169 de l'IL2 de souris (NP_032392.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P04351
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace