


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P60568

Numéro d'article: CM0010297



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'IL-2 humaine (interleukine-2, TCGF). Adapté aux applications Western blot, immunofluorescence et ELISA. Idéal pour l'étude de la croissance des lymphocytes T, de la réponse immunitaire et de la tolérance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IL2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IL-2 ; TCGF ; lymphokine
Espèce	Humaine
Identifiant génique (Humain)	3558
Identifiant génique	3558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-153 de l'IL-2 humaine (NP_000577.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P60568
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace