


Anticorps Polyclonal Anti-IL2 De Lapin Pour Wb, Elisa - P60568

Numéro d'article: CM0013277



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Interleukine-2 (IL-2) humaine. Validé pour les applications WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la prolifération des lymphocytes T, de la tolérance immunitaire et de la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IL-2; TCGF; lymphokine; IL2
Espèce	Humain
GeneID	3558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-153 de l'IL2 humain (NP_000577.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P60568
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sachet de glace