


## Anticorps Polyclonal Anti-IL20Rb Pour Wb, Elisa - Q6Uxl0

Numéro d'article: CM0024819



### Introduction

CamelBio propose cet anticorps polyclonal de lapin anti-IL20RB, validé en WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat, pour la recherche sur les récepteurs de cytokines et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | IL20RB Lapin pAb                                                                                         |
| Remarques/Alias     | DIRS1; FNDC6; IL-20R2; IL20RB                                                                            |
| Espèce              | Humain                                                                                                   |
| ID de Gène (Humain) | 53833                                                                                                    |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 48-177 de l'IL20RB humaine (NP_653318.2) |
| Source              | Lapin                                                                                                    |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                                                                                    |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                      |
| SWISS               | Q6UXL0                                                                                                   |
| Poids Protéique     | 35kDa                                                                                                    |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                             |