

Anticorps Polyclonal Anti-IL21 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Hbe4

Numéro d'article: CM0030122



Introduction

IL21 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Il détecte l'IL-21 humain, murin et rat, une cytokine clé dans la régulation immunitaire. Convient pour la recherche sur les cellules Tfh, les centres germinatifs et les réponses anticorps.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL21 Rabbit pAb
Remarques/Alias	Za11 ; IL-21 ; CVID11 ; IL21
Espèce	Humain
Identifiant du gène	59067
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-162 de l'IL21 humain (NP_068575.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HBE4
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace