

Anticorps Monoclonal Anti-IL21 De Lapin Pour Wb Et Elisa - Q9Hbe4

Numéro d'article: CM0005678



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IL21 validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'IL21 humaine, une cytokine clé dans la génération des cellules Tfh et les réponses anticorps. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL21 Rabbit mAb
Remarques/Alias	Za11 ; IL-21 ; CVID11 ; IL21
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	59067
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-162 de l'IL21 humaine (NP_068575.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HBE4
Poids moléculaire de la protéine	17KDa/18KDa
Expédition	Sac de glace