


Anticorps Monoclonal Anti-IL22 Pour Wb, If/Cci, Elisa - Q9Gzx6

Numéro d'article: CM0004307



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'IL22 humaine (Interleukine-22), validé pour Western blot, IF/CCI et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et la barrière épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL22 mAb de lapin
Remarques/Alias	TIFa ; IL-21 ; IL-22 ; ILTIF ; IL-TIF ; IL-D110 ; zcyto18 ; TIFIL-23 ; IL22
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	50616
ID du gène	50616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-179 de l'IL22 humaine (NP_065386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZX6
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace