

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL22 Pour Wb, Elisa - Q9Jjy9

Numéro d'article: CM0018793



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL22 de souris, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Reconnaît une cytokine essentielle à l'intégrité de la barrière épithéliale et à la régénération tissulaire. - Q9JJY9

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL22 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL-22 ; If2b1 ; Itif ; IL-22a ; ILTIFa ; IL22
Espèce	Souris
Identifiant du Gène	50929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-179 de l'IL22 de souris. (NP_058667.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9JJY9
Poids Moléculaire de la Protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace