

Anticorps Polyclonal Anti-IL22Ra1 Pour Wb, Elisa - Q8N6P7

Numéro d'article: CM0016181



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL22RA1 humain (IL22R, CRF2-9), adapté pour le WB et l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Poids moléculaire prédit de 63 kDa. Un outil précieux pour la recherche sur la signalisation de l'IL-22.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL22RA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IL22R ; CRF2-9 ; IL22R1 ; IL22RA1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	58985
ID du gène	58985
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-230 de l'IL22RA1 humain (NP_067081.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6P7
Poids protéique	63 kDa
Livraison	Sac de glace