


Anticorps Monoclonal Anti-IL23R Pour Fc - Q5Vwk5

Numéro d'article: CM0011771



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le récepteur de l'interleukine-23 humaine (IL23R), conjugué à l'. Conçu pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît le récepteur impliqué dans l'activation des cellules T et des cellules NK, avec des implications dans l'auto-immunité et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain IL23R mAb
Remarques/Alias	PSORS7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	149233
GeneID	149233
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q5VWK5
Poids Protéique	41kDa/43kDa/72kDa
Expédition	Sac de glace