


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL23R Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

Numéro d'article: CM0003320



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'IL23R humain (alias PSORS7). Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation du récepteur IL23 et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL23R Rabbit mAb
Remarques / Alias	PSORS7 ; IL23R
Espèce	Humain
GeneID	149233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-629 de l'IL23R humain (NP_653302.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5VWK5
Poids de la protéine	72kDa
Expédition	Sac de glace