


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL23R Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q5Vwk5

Numéro d'article: CM0021148



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL23R humain, adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène : protéine de fusion recombinante (aa 510-629). Idéal pour la recherche sur la voie IL23/Th17 et les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL23R Rabbit pAb
Remarques/Alias	PSORS7; IL23R
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	149233
Identifiant du gène	149233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-629 de l'IL23R humain (NP_653302.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5VWK5
Poids moléculaire de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace