


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL24 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13007

Numéro d'article: CM0020188



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IL24 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Pour la recherche sur la réponse immunitaire médiée par IL24, l'oncogenèse et la signalisation des cytokines antivirales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL24 Rabbit pAb
Remarques/Alias	C49A ; FISP ; MDA7 ; MOB5 ; ST16 ; IL10B ; IL24
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	11009
GeneID	11009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-140 de l'IL24 humaine (NP_001172085.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q13007
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac de glace