


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL25 Pour Wb, If-P, Elisa - Q9H293

Numéro d'article: CM0028792



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL25 humaine (IL-17E). Validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude des réponses immunitaires Th2 et des voies de signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IL25 Lapin pAb
Remarques/Alias	IL17E; IL25
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	64806
ID de gène	64806
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 33-177 de l'IL25 humaine (NP_073626.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H293
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace