

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL26 Pour Wb, Elisa - Q9Nph9

Numéro d'article: CM0005754

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité spécifique de l'Interleukine-26 humaine (IL26). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient pour la recherche sur l'immunité muqueuse et les maladies inflammatoires de l'intestin. Bande prédite ~20 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL26 AcM de lapin
Remarques/Alias	AK155 ; IL-26 ; IL26
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55801
GeneID	55801
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-154 de l'IL26 humaine (NP_060872.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NPH9
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace