

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL26 Pour Wb, Elisa - Q9Nph9

Numéro d'article: CM0021753

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IL26 humaine, validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour les études sur l'immunité muqueuse, la maladie inflammatoire de l'intestin et la signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | IL26 Lapin pAb                                                                                                                 |
| Remarques/Alias    | AK155; IL-26; IL26                                                                                                             |
| Espèce             | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)    | 55801                                                                                                                          |
| GeneID             | 55801                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-100 de l'IL26 humaine (NP_060872.1). |
| Source             | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                          |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité Croisée | Souris                                                                                                                         |
| SWISS              | Q9NPH9                                                                                                                         |
| Poids Protéique    | 20kDa                                                                                                                          |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                   |