


Anticorps Polyclonal Anti-IL2Rb (Cd122/IL15Rb) Pour Wb, Elisa - P14784

Numéro d'article: CM0028232



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IL2RB humaine (CD122/IL15RB), validé pour Western blot (WB) et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur la signalisation des récepteurs IL-2 et IL-15.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL2RB Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD122 ; IMD63 ; IL15RB ; P70-75 ; IL2RB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3560
Identifiant du gène	3560
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 316-431 de l'IL2RB humaine (NP_000869.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14784
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace