

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL3 Pour Wb, Elisa - P08700

Numéro d'article: CM0030912



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL-3 (interleukine-3, UniProt P08700), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'IL-3 humain et murin, un facteur de croissance hématopoïétique clé. Immunogène recombinant (aa20-152). Idéal pour la recherche en cytologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IL-3; MCGF; MULTI-CSF; IL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3562
GeneID	3562
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-152 de l'IL3 humain (NP_000579.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P08700
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace