

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL31 Pour Wb, Elisa - Q6Ebc2

Numéro d'article: CM0015777

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL-31 humaine, validé pour Western blot et ELISA. Reconnaît l'IL-31 humaine, de souris et de rat. Conçu pour la recherche sur la signalisation des cytokines et l'immunité cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL31 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IL-31; IL31
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	386653
Identifiant du gène	386653
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-164 de l'IL31 humaine (NP_001014358.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6EBC2
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sachet de glace