

Anticorps Polyclonal Anti-IL31Ra Pour Wb, Elisa - Q8Ni17

Numéro d'article: CM0029612



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-31 humaine (IL31RA). Adapté pour le Western blot et l'ELISA, réactif croisé avec la souris. Explorez le prurit médié par l'IL-31 et l'immunité cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL31RA Lapin pAb
Remarques/Alias	CRL; GPL; CRL3; GLMR; GLM-R; PLCA2; hGLM-R; IL-31RA; PRO21384; zcytoR17; IL31RA
Espèce	Humain
Identifiant du gène	133396 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-321 de l'IL31RA humaine (NP_001284501.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NI17
Poids moléculaire de la protéine	83 kDa
Expédition	Sac de glace