

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL33 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95760

Numéro d'article: CM0006954



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant contre l'IL-33 humaine (IL-1F11, NF-HEV). Convient aux applications WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Conçu pour les chercheurs étudiant les réponses immunitaires Th2, l'inflammation allergique et la régulation transcriptionnelle nucléaire. Expédié dans un sac de glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL33 mAb de lapin
Remarques/Alias	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (Humain)	90865
Identifiant du gène	90865
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 109-270 de l'IL33 humaine (NP_001300974.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O95760
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace