


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL33 Pour Wb, Elisa - 095760

Numéro d'article: CM0031073



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-IL33 CamelBio pour WB et ELISA, détectant l'IL33 humaine, murine et de rat. Convient pour l'étude de la différenciation Th2, de la signalisation des alarmines et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-IL33
Remarques/Alias	DVS27 ; IL1F11 ; NF-HEV ; NFEHEV ; C9orf26 ; IL33
Espèce	Humain
GeneID (humain)	90865
GeneID	90865
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-190 de l'IL33 humaine (NP_254274.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95760
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace