


Anticorps Polyclonal Anti-IL36A Pour Wb, Elisa - Q9Uha7

Numéro d'article: CM0030883



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'IL36A humain (FIL1 epsilon, IL-1F6) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la signalisation IL-36 dans les maladies cutanées inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL36A Rabbit pAb
Remarques/Alias	FIL1 ; FIL1E ; IL1F6 ; IL-1F6 ; IL1(EPSILON) ; FIL1(EPSILON) ; IL36A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27179
GeneID	27179
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-158 de l'IL36A humain (NP_055255.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHA7
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace