


Anticorps Polyclonal Anti-IL36G Pour Wb, Elisa - Q9Nzh8

Numéro d'article: CM0025748



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL36G humaine, une cytokine de la famille IL-1. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient à l'étude des réponses inflammatoires, du psoriasis et de l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL36G Lapin pAb
Remarques/Alias	IL1E, IL1F9, IL1H1, IL-1F9, IL-1H1, IL1RP2, IL-1RP2, IL36G
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56300
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-169 de l'IL36G humaine (NP_062564.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZH8
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace