

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL36R Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hb29

Numéro d'article: CM0014708



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL36R humain (IL-1 receptor-like 2), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude de la signalisation de l'IL-36 dans les réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-IL36R
Remarques/Alias	IL-36R; IL1RRP2; IL-1Rrp2; IL1R-rp2; IL36R
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8808
ID de gène	8808
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-116 de l'IL36R humain (NP_003845.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HB29
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace