


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL3Ra Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P26951

Numéro d'article: CM0025031



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL3RA humaine (CD123), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les cellules hématopoïétiques et la leucémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL3RA Lapin pAb
Remarques/Alias	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha, IL3RA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3563
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'IL3RA humaine (NP_002174.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26951
Poids moléculaire	43kDa
Expédition	Sac de glace