


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL4 Pour Wb Et Elisa - P05112

Numéro d'article: CM0005739



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'interleukine-4 humaine (IL4), validé pour les applications Western blot et ELISA. Idéal pour l'étude de l'activation des lymphocytes B, la commutation de classe des IgE et la signalisation des cytokines inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BSF1 ; IL-4 ; BCGF1 ; BSF-1 ; BCGF-1 ; IL4
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	3565
ID du gène	3565
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-153 de l'IL4 humaine (NP_000580.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05112
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace