

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL4 Pour Wb, Elisa - P07750

Numéro d'article: CM0006910

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'IL-4 de souris, validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la régulation immunitaire, l'inflammation et la réponse des lymphocytes B. - P07750.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IL-4; BSF-1; IL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3565
GeneID	16189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-140 de l'IL4 de souris (NP_067258.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Souris
SWISS	P07750
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace