

Anticorps Polyclonal Anti-IL4I1 Pour Wb, Elisa - Q96Rq9

Numéro d'article: CM0025950

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL4I1 humaine, validé pour WB et ELISA. Reconnaît l'IL4I1 humaine, de souris et de rat. Utile pour la recherche en immunologie et en oncologie impliquant la L-amino-acide oxydase et la voie AHR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	IL4I1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LAO; FIG1; LAAO; hIL4I1; IL4I1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	259307
GeneID	259307
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-220 de l'IL4I1 humaine (NP_690863.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RQ9
Poids Protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace