

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL4R Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P24394

Numéro d'article: CM0017420



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL4R humain (CD124). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les allergies et la différenciation Th2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL4R Rabbit pAb
Remarques/Alias	CD124 ; IL4RA ; IL-4RA ; IL4R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3566
GeneID	3566
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-232 de l'IL4R humain (NP_000409.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P24394
Poids moléculaire protéique	90 kDa
Expédition	Sac de glace