

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL5Ra Pour Wb, Elisa - Q01344

Numéro d'article: CM0030078



Introduction

IL5RA pAb de lapin validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la sous-unité alpha du récepteur de l'interleukine-5, essentielle pour la biologie des éosinophiles. Idéal pour le développement d'essais IVD et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL5RA pAb de lapin
Remarques/Alias	IL5R ; CD125 ; CDw125 ; HSIL5R3 ; IL5RA
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3568
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-335 de l'IL5RA humaine (NP_783855.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01344
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace