


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL6R Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08887

Numéro d'article: CM0024101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IL6R humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation IL6 dans l'inflammation, l'immunité et les maladies chroniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL6R Lapin pAb
Remarques/Alias	IL6Q; gp80; CD126; HIES5; IL-6R; IL6RA; IL6RQ; IL-1Ra; IL-6RA; IL6QTL; IL-6R-1; IL6R
Espèce	Humain
GeneID	3570
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-320 de l'IL6R humaine (NP_000556.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08887
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace