


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL6St Pour Wb, If/Icc, Elisa - P40189

Numéro d'article: CM0020300



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'IL6ST (gp130, CD130) humaine, adapté aux applications WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL6ST Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	3572
GeneID	3572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 751-918 de l'IL6ST humaine (NP_002175.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40189
Poids protéique	104kDa
Expédition	Sac de glace