


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL6St Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P40189

Numéro d'article: CM0016990



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant IL6ST/gp130 (CD130) humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des cytokines de la famille IL-6, de la réponse immunitaire et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL6ST Lapin pAb
Remarques/Alias	CD130; GP130; HIES4; IMD94; STWS2; CDW130; HIES4A; HIES4B; IL-6RB; sGP130; IL6ST
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3572
ID de gène	3572
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 678-857 de l'IL6ST humaine (NP_001177910.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40189
Poids de la protéine	104kDa
Expédition	Sac de glace