

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL7 Pour Wb, Elisa - P13232

Numéro d'article: CM0007463



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'IL-7 humaine. Validé pour WB et ELISA. L'IL-7 est une cytokine hématopoïétique essentielle qui régule le développement des lymphocytes T et B. Poids moléculaire de la protéine : 20 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL7 Rabbit mAb
Remarques/Alias	IL-7 ; IL7
Espèce	Humaine
GeneID	3574 (Humaine)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 177 de l'IL7 humaine (NP_000871.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13232
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Poche de glace