

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL7 Pour Wb, Elisa - P13232

Numéro d'article: CM0022153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Interleukine-7 (IL-7) humaine, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le développement lymphocytaire, l'homéostasie des cellules T et B, et les voies de signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IL7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL-7; IL7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3574
GeneID	3574
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 26-177 de l'IL-7 humaine (NP_000871.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13232
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace