


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-IL8 Pour Wb Et Elisa - P10145

Numéro d'article: CM0015279



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'IL-8/CXCL8 humain, validé pour WB et ELISA. Idéal pour étudier le chimiotactisme des neutrophiles et les réponses inflammatoires. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	IL8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IL8; NAF; GCP1; LECT; LUCT; NAP1; GCP-1; LYNAF; MDNCF; MONAP; NAP-1; SCYB8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3576
GeneID	3576
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-99 de l'IL-8 humain (NP_000575.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10145
Poids protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace